



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak endoskopowy OLYMPUS KV-5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 130 VA,
- Prosta i intuicyjna obsługa,
- Nadaje się do wszystkich procedur endoskopowych,
- Zmienne ssanie z manometrem próżniowym: od 0 do -1 bar,
- Maksymalne ciśnienie ssania: -85 kPa,
- Cicha praca pompy,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Słój Seeres z wkładem jednorazowym o pojemności 1000 ml,
 - Hydrofobowy filtr mikrobiologiczny,
- Wymiary: 27 x 39 x 22 cm,
- Waga: 13 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

