



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do kriochirurgii ERBE ERBOKRYO AE (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 W,
- **Zastosowanie:**
 - Okulistyka,
 - Dermatologia,
 - Otolaryngologia,
 - Proktologia,
 - Chirurgia weterynaryjna,
 - Chirurgia plastyczna,
 - Ginekologia,
 - Chirurgia klatki piersiowej,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres ustawienia temperatury: Od -20 °C do -70 °C,
 - Temperatura rozmrażania: Od 8 °C do 15 °C,
 - **Gaz kriogeniczny:**
 - Rodzaj gazu: Podtlenek azotu (N₂O) lub dwutlenek węgla (CO₂),
 - Ciśnienie robocze: 40 – 60 bar,
 - Zużycie gazu "zamrażanie": 36 g/min.,
 - Ilość wytwarzanych gazów: 40 – 60 l/min.,
- **Oprzężenie umieszczone na mobilnym stoliku ERBE:**
 - Mobilny 4-kołowy (2 koła hamujące),
 - Wysuwana szuflada na akcesoria: 48 x 32 x 8 cm,
 - Wbudowane mocowanie na butle,
- **W zestawie:**
 - Sonda ERBE 20716-087 Ø 3.0 mm.,
 - Dedykowany mobilny stół ERBE,
 - Wąż do butli zasilającej,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Urządzenia: 47 x 35 x 10 cm,
 - Całkowite: 64 x 50 x 90 cm,
- Waga:
 - Urządzenia: 10 KG,
 - Całkowita: 25 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

