



Inkubator VWR INCU-LINE IL23 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji słoweńskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 160 VA,
- Inkubator cyfrowy **INCU-LINE IL23** oferuje ekonomiczne i oszczędzające miejsce rozwiązanie dla zastosowań mikrobiologicznych lub hematologicznych,
- Temperaturę można dowolnie regulować w krokach co 0.1 ° C do maksymalnie 70 ° C.,
- Elementy grzejne są wbudowane w podstawę i ściany obudowy, aby zapewnić stabilność temperatury i jednolitość,
- Obudowa i rama drzwi wykonane są w całości ze stali miękkiej pokrytej żywicą epoksydową,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Ambient Od 5°C do 70°C,
 - Pojemność całkowita: 23 l.,
 - Obieg powietrza: naturalna konwekcja,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2 szt. półka z stali nierdzewnej 28.5 x 28 cm,
- Wymiary:
 - Wewnętrzne: 29 x 29 x 27,
 - Zewnętrzne: 34 x 35 x 40 cm,
- Waga: 12.8 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

