



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Audiometr ESSILOR AUDIOSCAN OTO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry ,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wbudowany wyświetlacz LCD 5.9" cala,
 - Zakres częstotliwości: 125 – 16.000 Hz,
 - Płynna regulacja głośności: Od -10 do 100 dB,
- **Zaprogramowane tryby:**
 - Audioscan test,
 - BEKESY test,
 - ISCAN test,
 - H & W test,
 - AC MANUAL test,
 - BC MANUAL test,
 - Strategies,
- Wbudowana drukarka termiczna o szerokości papieru 11.5 cm,
- **Możliwość wyboru menu w języku: FR, ENG, IT, ESP,**
- **W zestawie:**
 - Zasilacz z przewodem zasilającym,
 - Słuchawki nauszne,
 - Przycisk pacjenta,
- Wymiary: 22 x 35 x 12 cm,
- Waga: 4 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

