



Diatermia mikrofalowa BOSCH RADARMED 12S253 (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Czasowy wyłącznik pracy w przedziale: 0-30 minut,
 - Płynna regulacja DOSIS w przedziale: 0-250 (0-25),
 - Możliwość ustawienia emisji ciągłej lub impulsowej,
 - F=2450 +/-50 MHz,
 - Aplikator (elektroda) o wymiarach: 46 x 21 x 19 cm,
 - Wysokość masztu (razem z elektrodą): 163 cm,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 55 x 45 x 84 cm,
- Waga: 50 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

