



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Procesor kamery KARL STORZ TELECAM PAL 20210020 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 15 W,
- **Specyfikacja:**
 - Funkcja balansu bieli,
 - Tryb automatycznej kontroli ekspozycji,
 - Tryb manualnej kontroli ekspozycji,
- **Posiada następujące złącza:**
 - 2x S-VIDEO,
 - GENLOCK IN,
 - KEYBOARD IN,
 - **OUTPUTS:**
 - GREEN,
 - RED,
 - BLUE,
 - SYNC,
 - COMP VIDEO,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 30 x 32 x 8.5 cm,
- Waga: 3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

