



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Przenośna zamrażarka niskotemperaturowa STIRLING ULTRACOLD ULT-25NEU (Powystawowy (demo))

- Nowe (powystawowe),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V / 12 V DC,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 280 W,
- **STIRLING ULTRACOLD ULT-25NEU** to przenośna zamrażarka niskotemperaturowa oferująca kompaktowe, niezawodne, energooszczędne przechowywanie oraz transportowanie materiałów biologicznych w temperaturze od -20°C do -86°C. Małe rozmiary i niewielka waga czynią ten model zamrażarki idealnym rozwiązaniem dla każdego kto transportuje materiały wymagające szczególnych warunków przechowywania,
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność: 25 litrów,
 - Łatwa w transporcie,
 - Małe rozmiary,
 - Komora zamykana na klucz,
 - Temperatura chłodzenia: od -20°C do -86°C,
 - Wykorzystuje w 100% naturalne czynniki chłodnicze,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewód zasilający 12 V (gniazdo zapalniczki),
 - Klucz (1 szt.),
 - Koszyk (2 szt.),
- Wymiary: 70 x 36 x 46 cm,
- Waga: 21 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

