



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Audiometr diagnostyczny INTERACOUSTIC AD229e (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Wysokiej jakości audiometr diagnostyczny typu **AD229e** sprawdza się zarówno w badaniach stacjonarnych, jak i przenośnych,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Intensywność poziomu: AC: Od -10 do 120 dB HL – regulacja stopniowa co 1 dB / 5dB,
  - BC: Od -10 do 80 dB – regulacja stopniowa co 1 / 5 dB,
  - Zakres częstotliwości: 125-8000 Hz,
  - Maskowanie: Wąskopasmowe (lub szumu biały) do prezentacji dźwięku oraz mowy,
  - Komunikacja: wbudowany mikrofon „talk forward” regulacja głośności 0-110dB SPL,
  - **Prezentacja tonu:**
    - Ręczna,
    - Odwrócona „Reverse”,
    - Pojedynczy puls,
    - Multi puls 250-5000 msec.
    - On / Off,
  - Wybór częstotliwości: 125Hz, 250Hz, 750Hz, 1500Hz / 8kHz,
  - **Testy dodatkowe:**
    - ABLB. Stenger,
    - Stenger Speech,
    - Test automatyczny HW,
    - SISI,
    - Langenbeck (ton w szumie). Békésy,
    - 2 kanałowy test mowy,
    - 2 kanałowy Master Hearing Aid,
  - **Współpraca z oprogramowaniem:**
    - Effetha Audio,
    - Interacoustics OtoAccess™,
    - NOAH,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Słuchawki nauszne TELEPHONICS,
  - Przycisk pacjenta,
- Wymiary: 36 x 26 x 10 cm,
- Waga: 2.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

