



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny MIDMARK 604-004 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- **MIDMARK RITTER 304** to fotel ginekologiczny do badań, przeznaczony zarówno do gabinetów jak i uczelni,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czerwonym,**
- **Płynna manualna regulacja:**
 - Oparcia za pomocą sprężynowego uchwytu zwalniającego, umieszczonego po lewej i prawej stronie stołu w zakresie: 0° - 70°,
 - Siedziska: 0 - 5°,
- Stała wysokość leża na poziomie: 86 cm,
- **Posiada:**
 - Wysuwane, składane i regulowane na boki strzemiona,
 - Wyjmowaną misę na nieczystości, z tworzywa sztucznego o wymiarach: 23.5 x 29 x 7 cm,
 - Wysuwany podest ułatwiający wejście na fotel,
 - Przedłużenie fotela o wymiarach: 46 x 50 x 5,5 cm,
 - Dwie szuflady frontowe na dodatkowe akcesoria w rozmiarze: 43 x 48 x 10 cm,
 - Trzy szuflady boczne o wymiarach: 54 x 37.5 x 10 cm,
- Wymiary:
 - Oparcia pleców: 68 x 88 cm,
 - Siedziska: 72 x 50 cm,
 - Długość w pozycji leżącej: 144 cm,
 - Całkowite: 74 x 140 x 83/165 cm,
- Maksymalny udźwig: 227 KG,
- Waga całkowita: 100 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

