



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół zabiegowy STERIS HAUSTED APC ESCEYEST (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 1.3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 70 VA,
- **Tapicerka materaca z atestem medycznym (możliwość wymiany tapicerki materaca na nową za dodatkową opłatą),**
- Stół zabiegowy **SERIS HAUSTED APC ESCEYEST** zapewnia swobodną regulację z możliwością pozycjonowania w szerokim zakresie,
- Stół posiada doskonałą mobilność dzięki czemu dostosowany jest do swobodnego przemieszczania się po placówkach medycznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Regulacja za pomocą przewodowego pilota ręcznego:**
 - Regulacja wysokości w zakresie 22 cm,
 - Regulacja przechyłu oparcia pleców: - 7° / 0° / 90°,
 - Regulacja przechyłu oparcia nożnego: 90°,
 - Możliwość manualnej regulacji oparcia pleców za pomocą dźwigni: - 7° / 0° / 90°,
 - Swobodna manualna regulacja przechyłu oraz wysunięcia zagłówka za pomocą pokręteł,
 - Wbudowany pas mocujący pacjenta,
 - Obustronne chowane barierki z wbudowanymi podłokietnikami,
 - Wbudowany statyw na kroplówkę z możliwością wysunięcia w zakresie: 50 cm,
 - Stół zabiegowy mobilny na 4 kołach z wbudowanym hamulcem centralnym oraz systemem naprowadzania,
 - 2 obustronne euro-szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- **W zestawie:**
 - Przewodowy pilot sterujący,
 - Statyw na kroplówkę,
- **Wymiary:**
 - Zagłówek: 27 x 25 cm,
 - Oparcia pleców: 55 x 58 cm,
 - Siedziska: 58 x 50 cm,
 - Oparcia nóg: 55 x 26 cm,
 - Długość całkowita: 190 cm,
 - Całkowite: 74 x 120 x 138/160 cm,
- Maksymalny udźwig: 147 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

