



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek endoskopowy KARL STORZ 29003BH (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **KARL STORZ 29003BH** jest stabilnym oraz wytrzymałym wózkiem endoskopowym z możliwością swobodnego przemieszczania się,
- **Posiada:**
 - Wbudowany transformator,
 - Górny oraz środkowy blat o wymiarach: 43 x 48 cm,
 - Dolny blat o wymiarach: 50 x 48 cm,
 - Wysuwaną szufladę o wymiarach: 39 x 38 cm,
 - Gumowe odbojniki,
- **Wózek mobilny na 4 kółkach (2 hamujące),**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 1x kluczyk do wysuwanej szuflady,
- Wymiary całkowite: 54 x 66 x 138 cm,
- Maksymalny udźwig:
 - Półki górnej oraz środkowej: 50 KG,
 - Półki dolnej: 225 KG,
- Waga: 38 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



