



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) B. BRAUN PERFUSOR COMPACT (Kat 10) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 4 nowe wbudowane akumulatory 4 x 1.2 V AA,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 10 VA,
- **Perfusor Compact** to przenośna pompa strzykawkowa, przygotowana do prowadzenia dożylnych terapii płynowej, żywienia,
- Prosta i szybka wymiana strzykawek 20 i 50 ml różnych producentów oraz ich niezawodne mocowanie z automatycznym rozpoznawaniem objętości,
- Łatwy wybór funkcji, w tym zmiana prędkości bez przerywania infuzji,
- Czuły, regulowany czujnik ciśnienia zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy różnych trybach dozowania, przy krytycznym wzroście ciśnienia w systemie prędkość infuzji automatycznie maleje,
- **Parametry urządzenia:**
 - Czas pracy:
 - Około 10 godzin przy przepływie 99,9 ml/h,
 - Około 80 godzin przy przepływie średnio 10 ml/h,
 - Wybór strzykawek: 20 lub 50 ml,
 - Szybkość podaży: od 0,1 do 99,9 ml/h (co 0,1 ml),
 - Szybkość bolusa: 800 ml/h,
 - Objętość wlewu: od 0,1 do 999,9 ml (co 0,1 ml),
- **Posiada:**
 - Foliowany panel sterowania,
 - Ciekłokrystaliczny wyświetlacz,
 - Menu w języku polskim,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Wielofunkcyjne połączenie MFC,
 - Wygodny uchwyt do przenoszenia,
 - Możliwość złożenia zestawu,
- **Obsługiwane strzykawki:**
 - **20 ml:**
 - Monoject EU (1100-620036),
 - Monoject USA (8881-520657),
 - B-D Pipak,
 - Terumo (SS 20L),
 - B|Braun Omnifix LL,
 - Orginal Perfusor,
 - **50/60 ml:**
 - Monoject EU (1100650090),
 - Monoject USA (8881-560125),
 - Terumo (BS50LG),
 - B-D Pipak,
 - **50 ml:**
 - Orginal Perfusor,
 - B|Braun Proinjekt,
 - B|Braun OMNIFIX LL,
 - B|Braun Euroject,
 - **60 ml:**
 - Terumo USA (SS 60LL),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 24.5 x 14.5 x 10.5 cm,
- Waga: 1.4 kg,
- Kat 10,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

