



Wózek inwalidzki WZSO (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Wózek inwalidzki WZSO dzięki niskiej wadze, zastosowaniu krzyżakowej konstrukcji bez trudu można go składać i przewozić w samochodzie,
- Specyfikacja techniczna:
 - Składana, lekka stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
 - Ergonomiczne uchwyty dla opiekuna,
 - Podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki,
 - Hamulec dla pacjenta,
 - Koła przednie bezobsługowe,
 - Koła tylne pompowane o średnicy 24" cali,
- Wymiary:
 - Siedziska: 42 x 41 cm,
 - Oparcia: 42 x 33 cm,
 - Całkowite: 70 x 90 x 90 cm,
- Waga:
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

