



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kolposkop OLYMPUS OCS-500 (tor wizyjny 4K) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **OLYMPUS OCS - 500** zapewnia wysokiej jakości obraz cyfrowy, rozszerzone powiększenie i płynną regulację,
- **Cechy:**
 - Wyrafinowana wydajność optyczna,
 - Obsługa jedną ręką - posiada kilka różnych pokręteł sterujących zebranych blisko siebie, dzięki czemu można regulować pole widzenia, powiększenie lub ostrość jedną ręką, używając lewego lub prawego uchwytu,
 - Kolposkopia i histeroskopia w jednym systemie,
 - Dokumentacja cyfrowa - rejestracja obrazu za pomocą wbudowanej kamery cyfrowej **CMOS 4K**,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Okular:**
 - Powiększenie: 10 x,
 - Numer pola: 22,
 - Korekcja dioptrii: -5 - + 5 m -1,
 - Współczynnik powiększenia: 1: 06,
 - Odłączany zielony filtr,
 - **Skupienie:**
 - System ostrości: regulowana ogniskowa,
 - Układ napędowy: napęd ręczny przez obrót pokrętła,
 - Zakres regulacji ostrości: 220 - 350 mm,
 - **Powiększenia:**
 - WD220: 3.7 - 23.4 x,
 - WD300: 3.0 - 18.8 x,
 - WD350: 2.7 - 16.9 x,
 - **Pole widzenia:**
 - WD220: 58.5 - 9.3 mm,
 - WD300: 73.1 - 11.6 mm,
 - WD350: 82.4 - 13.1 mm,
 - Nachylenie tubusu binokularnego: 10° w górę i 30° w dół względem poziomej osi optycznej obserwacji,
 - Zakres ruchu ramienia pionowego: 300 mm.,
 - Zakres obrotu ramienia: 270°,
- **Kolposkop wyposażony w:**
 - **Kamera mikroskopu:**
 - Sensor: 1/1.8 cala, 8.29 megapikselowy sensor CMOS,
 - Wielkość piksela : 2.0µm × 2.0µm,
 - Wyjście HDMI : 3840x2160 30 klatek/19201080 60 klatek,
 - Interfejs obiektywu : C/CS,
 - Ekspozycja : Automatyczna/Ręczna,
 - Kompensacja ekspozycji : Obsługiwana,
 - Balans bieli : Automatyczny / ręczny, obsługuje regulację: R / G / B,
 - Pilot zdalnego sterowania,
 - **Monitor AOC U27B3M:**
 - Ekran:27" cali, 3840 x 2160px, VA
 - Częstotliwość odświeżania obrazu [Hz]: 60,
 - Jasność ekranu [cd/m2]: 300,
 - Proporcje ekranu: 16:9,
 - Technologia synchronizacji: Adaptive-Sync,
 - Kąt widzenia w pionie: 178°,
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°,
 - **Źródło światła Olympus CLH-SC:**
 - Źródło światła: lampa halogenowa 15 V / 150 W,
 - Żywotność lampy: ok. 50 godzin pracy ciągłej,
 - Możliwość płynnej regulacji natężenia światła,
- Konstrukcja umieszczona na mobilnej podstawie wyposażonej w 5 kółek z wbudowanym hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Pilot do zdalnego sterowania kamerą,
 - Karta pamięci SanDisk 32 GB (z adapterem),
- Wymiary:
 - Ogólne: 77 x 70 x 133 cm,
 - Podstawa : Ø 70 cm,
- Waga: 60 KG,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

