



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Podnośnik pacjenta pionizator VERMEIREN ALBATROS (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji belgijskiej, (2021 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane akumulatory 12 V / 2.9 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Albatros Vermeiren** to urządzenie do pionizacji. Umożliwia pionizację pacjenta z pozycji siedzącej do wyprostowanej. Urządzenie wykorzystywane jest również do transferu osób z wózka lub łóżka do toalety w pozycji wyprostowanej,
- Podnośnik Albatros wspiera opiekunów i personel medyczny w codziennych sytuacjach i skutecznie odciąża kręgosłup podczas transferu osób niepełnosprawnych zmniejszając w ten sposób ryzyko urazów mięśniowo-szkieletowych. Dzięki takiemu urządzeniu jest możliwe wykonywanie takich czynności tylko przez jednego opiekuna,
- **Cechy produktu:**
 - Cztery punkty podparcia : stopy, kolana, biodra, klatka piersiowa,
 - Cały system sterujący i napędowy oparty na technologii firmy LINAK,
 - Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi,
 - Modele wyposażone w kółka z blokadą,
 - Odpowiednia platforma na stopy wyposażona w antypoślizgowe wkładki oraz prawidłowe wsparcie kolan z psem zabezpieczającym łydki doskonale stabilizuje nogi. Jeżeli jest wymagana większa stabilizacja stóp można zastosować specjalne korytka na stopy z paskami stabilizacyjnymi,
 - Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności,
- **Specyfikacja:**
 - Najniższa pozycja ramienia: 104 cm,
 - Najwyższa pozycja ramienia: 173 cm,
 - Zakres unoszenia ramienia: 70 cm,
 - Wbudowany hamulec centralny,
 - Sterowanie elektryczne za pomocą przewodowego pilota,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - 2 szt. nosideł pacjenta,
 - Przewodowy pilot sterujący,
- Wymiary całkowite: 70 x 110 x 170 cm,
- Maksymalny udźwig: 150 KG,
- Waga: 45 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

