



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stolik okulistyczny TOPCON ATE-600 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1300 VA,
- **TOPCON ATE - 600** to stolik okulistyczny z elektryczną regulacją wysokości blatu zaprojektowany pod urządzenia Topcon,
- Wyposażony w blat osadzony na kolumnie wraz z przelotką na przewody,
- Płynna, elektryczna regulacja wysokości za pomocą siłownika kolumnowego w zakresie: 72 - 90 cm,
- Dwa gniazda sieciowe umieszczone na kolumnie pod blatem,
- Mobilny, na podstawie jezdnej na podwójnych kółkach, w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Blatu: 62 x 44 cm,
 - Ogólne: 62 x 44 x 72/90 cm,
- Maksymalny udźwig: 80 KG,
- Waga: 28 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

