



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół operacyjny STERIS CMAX-T2L (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Rok produkcji 2017,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 12 V / 24 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 440 VA,
- Mobilny stół operacyjny **STERIS CMAX-T2L** z elektro-hydraulicznym napędem,
- Wbudowany panel sterowania awaryjnego w kolumnie stołu,
- Cały blat 5-cio segmentowy przezierny dla promieni RTG,
- Mocowane obustronne barierki boczne,
- Wbudowane szyny boczne do mocowania dodatkowego osprzętu,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową za dodatkową opłatą),**
- **Regulowany w wielu płaszczyznach za pomocą pilota bezprzewodowego lub poprzez wbudowany panel na kolumnie:**
 - UP/DOWN - wysokość powierzchni operacyjnej (do góry/w dół): 68 – 114 cm,
 - TREND/REV - zmiana kierunku leżenia pacjenta względem kolumny stołu: pozycja Trendelenburga (30°) i Anty-Trendelenburga (44°),
 - TILT L/TILT R - przechył boczny w zakresie 25°,
 - LEG UP/LEG DOWN - przestawienie segmentu nóg: do góry/w dół w zakresie: -90° / 0° / 90°,
 - LEVEL - zerowanie: powrót do pozycji horyzontalnej leża,
 - Przesuw wzdłuż - przód / tył: 22 cm,
 - FLEX / REFLEX - możliwość zgięcia blatu w obie strony: pozycja dachowa / pozycja V (Beach chair),
 - Wbudowana elektryczna blokada kół,
- **Regulacja manualna:**
 - Przechył zagłówek: 45° / 0° / -40°,
 - 2-segmentowe oparcie nóg:
 - Górna część - oparcie uda: -90° / 0° / 90°,
 - Dolna część - oparcie łydki: -90° / 0° / 90°,
 - Swoboda regulacja rozwarcia oparcia nóg w zakresie: 45°,
 - Możliwość wysunięcia oparcia łydki w zakresie: 33 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Bezprzewodowy (bluetooth) ręczny pilot sterujący,
 - Dedykowany przewód do ładowania pilota ręcznego,
- **Wymiary:**
 - Zagłówek: 48 x 28 x 6 cm,
 - Segmentu leża: 84 x 52.5 x 6 cm,
 - Segmentu uda: 24 x 30 x 6 cm,
 - Segmentu łydki: 24 x 44 x 6 cm,
 - Długość całkowita:
- Maksymalny udźwig: 270 KG,
- Waga: 270 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

