



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zestaw artroskopowy STRYKER (SV-2, L9000, 1088i HD, FLUID SAFE) z głową kamery STRYKER HD (1088-210-122) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - **Monitor medyczny STRYKER SV-2 240-030-920:**
 - Produkcji U.S.A.,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - **Specyfikacja:**
 - Przekątna ekranu: 19" cali,
 - Matryca: LCD,
 - Rozdzielczość: 1280 x 1024 px.,
 - Czas reakcji: 8 ms,
 - Złącza: VGA / DVI / C-Video / S-Video / RS-232,
 - **Źródło światła STRYKER L9000:**
 - Produkcji U.S.A.,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Źródło światła **Stryker L9000** to zaawansowany system oświetlenia zaprojektowany w celu zwiększenia widoczności podczas zabiegów chirurgicznych o minimalnej inwazyjności.
 - Wykorzystując technologię LED, dostarcza jasne, wyraźne światło za pomocą światłowodu, aby zapewnić wyraźną wizualizację miejsc zabiegowych w artroskopii, laparoskopii i ogólnych zastosowaniach endoskopowych,
 - **Cechy:**
 - Jasne, wyraźne oświetlenie LED: zapewnia spójne i wysokiej jakości światło umożliwiające wyraźną wizualizację podczas operacji,
 - Technologia ESST (Electronic Scope Sensing Technology): automatycznie przełącza urządzenie w tryb czuwania, gdy kabel nie jest podłączony do sondy, co zwiększa bezpieczeństwo,
 - Zgodność z wieloma procedurami: Idealny do artroskopii, laparoskopii i ogólnej endoskopii w różnych specjalnościach chirurgicznych,
 - Uniwersalna łączność: Kompatybilny ze wszystkimi kablami świetlnymi firmy Stryker i możliwy do dostosowania do innych endoskopów za pomocą odpowiednich adapterów,
 - Wydajna technologia LED: redukuje emisję ciepła, zapewniając jednocześnie długotrwałą i niezawodną pracę podczas zabiegów,
 - **Specyfikacja:**
 - Technologia LED,
 - Swobodna 10-stopniowa regulacja natężenia światła,
 - Dotykowy ekran 3.5" cala,
 - **Procesor obrazu STRYKER 1088i HD:**
 - Produkcji U.S.A.,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Procesor kamery **STRYKER 1088i HD** jest urządzeniem służącym do rejestrowania wysokiej jakości obrazów wideo w zastosowaniach endoskopowych i chirurgicznych,
 - **Przedni panel sterujący posiada wbudowane funkcje:**
 - Operowania balansem bieli,
 - 4-stopniowa regulacji natężenia światła,
 - Zwiększanie lub zmniejszanie ostrości obrazu,
 - Możliwość wybrania specjalizacji chirurgicznej,
 - **Procesor obrazu wyposażony w głowę kamery STRYKER HD 24 mm (1088-210-122),**
 - **Pompa artroskopowa STRYKER FLUID SAFE:**
 - Produkcji U.S.A.,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - **Stryker FluidSafe** to system używany w medycynie, szczególnie w chirurgii, do bezpiecznego zbierania i usuwania płynów ustrojowych (np. krwi, płynu z tkanek, płynu do płukania) podczas zabiegów operacyjnych,
 - **Cechy:**
 - Odsysanie płynów – służy do efektywnego usuwania płynów z pola operacyjnego, utrzymując czystość i widoczność dla chirurga,
 - Filtracja i zbieranie płynów – system może filtrować i gromadzić płyny, aby umożliwić ich późniejszą utylizację zgodnie z przepisami medycznymi,
 - Minimalizacja ryzyka infekcji – zapobiega rozprzestrzenianiu się płynów ustrojowych, co zmniejsza ryzyko zakażeń krzyżowych,
 - **Specyfikacja:**
 - Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 200 mm Hg,
 - Dokładność pomiaru ciśnienia: ± 1.5 %,
 - Maksymalny przepływ: 500 ml/min.,
 - **Nagrywarka DVD SONY RDR-HX720:**
 - **Specyfikacja:**
 - Pojemność dysku: 160 GB,
 - Zapis nośników: CD / CD-R/W / DVD+R/W / DVD-R/W,
 - Odczyt plików video: DVD-Video / DivX,
 - Odczyt plików audio: MP3,
 - Odczyt plików obrazu: JPEG,
 - Przetwarzanie Video: 12-bit 108Mhz,
 - Przetwarzanie Audio: 24-bit 192khz,
- **Oprzyrządowanie umieszczone na mobilnej wieży artroskopowej ALVO MEDICAL:**
 - Obustronne uchwyty do swobodnego przemieszczania,
 - Wbudowane 4 kółka (2 hamujące),
 - Półki o wymiarach: 55 x 60 cm,
 - Wysuwana szuflada na akcesoria 49 x 55 x 10 cm,
- **W zestawie:**
 - Przewody zasilające,
 - Zestawi przewodów połączeniowych,
 - Pilot do zdalnego sterowania nagrywarką DVD,
- Wymiary całkowite: 64 x 60 x 196 cm,
- Waga całkowita z oprzyrządowaniem: 130 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesięcy na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

