



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny MAQUET RADIUS 1557.01AJ (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 290 VA,
- **MAQUET RADIUS** służy do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych,
- **Tapicerka zostanie wymieniona na nową w kolorze wybranym przez klienta z naszego wzornika kolorów,**
- Regulacja elektromechaniczna za pomocą łącznika nożnego oraz przewodowego pilota ręcznego:
 - Wysokości siedziska w zakresie 60 - 90 cm,
 - Kąta nachylenia:
 - Segmentu pleców w zakresie (- 9°) / 0° / 57°,
 - Siedziska w zakresie 18°,
- Podczas regulacji kąta nachylenia segmentu pleców automatyczne dostosowanie kąta nachylenia siedziska,
- 3 zaprogramowane przyciski z pamięcią funkcji,
- Funkcja STOP – przycisk z aktywacją natychmiastowego przerwania wykonywanej funkcji,
- **Fotel posiada:**
 - Schowek na rolkę z papierem podkładowym o szerokości 38 cm,
 - Wycięcie w tapicerce segmentu pleców na papier podkładowy,
 - Wysuwaną półkę na nieczystości o wymiarach 18 x 25 cm,
 - Odwodzone podnóżki,
 - Zdejmowaną ochronną folię na podnóżki,
 - Możliwość rozłożenia fotela do pozycji leżącej,
- **W zestawie:**
 - Złącznik nożny,
 - Przewodowy pilot sterujący,
 - Misa na nieczystości,
- Wymiary:
 - Segmentu pleców: 91 x 61 cm,
 - Siedziska: 61 x 31 cm,
 - Długość w pozycji rozłożonej: 175 cm,
 - Ogólne: 158 x 75 x 138/168 cm,
- Maksymalne obciążenie: 180 kg,
- Waga: 108 kg,
- Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,
- Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

