



Mobilny stojak do szyny CPM ARTROMOT TRAPO K1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Mobilny wózek **ARTROMOT TRAPO K1** do szyny CPM z wbudowaną regulacją obustronnego przechyłu ułatwiający przeprowadzanie rehabilitacji,
- Wózek posiada 4 kółka z wbudowanym hamulcem oraz posiada dostosowany stelaż pod przeprowadzanie rehabilitacji u pacjenta w pozycji leżącej,
- Posiada jednostopniowy obustronny przechył w zakresie 90°,
- 4 materiałowe mocowania wraz z obustronnymi anty-ślizgami pozwalając na solidne mocowanie szyny,
- Wymiary:
 - Błatu szyny: 40 x 31 cm,
 - Całkowite: 72 x 70 x 77 cm,
- Waga całkowita: 10 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

