



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Destylarka wody MH943T-S (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 580 W,
- Destylarka wody o pojemności 4L z wnętrzem ze stali nierdzewnej,
- Działanie oparte na chłodnicy z wymuszonym obiegiem powietrza,
- **Zastosowanie:**
 - Do autoklawu,
 - Unitów stomatologicznych,
 - Nawilzaczy powietrza,
 - W gabinetach stomatologicznych,
 - Laboratoria,
- **Specyfikacja:**
 - Pojemność zbiornika na wodę 4 litry,
 - Wydajność- ok. 1 litr na godzinę,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 20 x 36 cm,
- Waga: 3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

