



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna LAMIDEY NOURY DUO MC2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 510 VA,
- Diatermia chirurgiczna **LAMIDEY NOURY DUO MC2** przeznaczona jest do wykonywania zabiegów ambulatoryjnych oraz chirurgicznych,
- **Posiada następujące funkcje:**
 - Cięcie monopolarne: 200 W. max,
 - **Tryby:**
 - PURE,
 - HEMO 1,
 - HEMO 2,
 - Koagulacja: 100 W max.,
 - **Tryby:**
 - FORCEEE,
 - DOUCE,
- Płynna regulacja mocy,
- Cyfrowe wyświetlacze ustawionej mocy,
- Foliowany, dotykowy panel sterowania,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy wyłącznik nożny,
 - Fabrycznie nowy przewód z klipsem ERBE do elektrod neutralnych - (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej z uchwytem ERGO PEN BOWA JackKNIFE - 2 przyciski, trzonek 2.4 mm (**brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Fabrycznie nowy przewód bipolarny, szczypce BOWA (**możliwość doposażenia w pęsetę bipolarną za dodatkową opłatą**),
- Wymiary: 42 x 42 x 18 cm,
- Waga: 15 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

