



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ewakuator dymu ALSA CS200 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 880 VA,
- Zaawansowana konstrukcja zapewnia skuteczne usuwanie z pola zabiegowego przykrych zapachów, bakterii, wirusów, organicznych i nieorganicznych chemikaliów, które powstają podczas zabiegów z wykorzystywaniem laserów, diatermii chirurgicznych oraz kriochirurgii,
- Zastosowana pompa ssąca charakteryzuje się wysoką wydajnością oraz cichą pracą. Dym powstały podczas zabiegu jest zasysany do wymiennych filtrów, który zapewnia filtrację na poziomie 99.999% skuteczności,
- Układ elektroniczny, poprzez wyświetlacz LED informuje operatora o stanie filtrów, oraz ewentualnej potrzebie ich wymiany,
- Elektroniczny obwód automatycznie sprawdza filtry aby zapewnić efektywną pracę filtrów - przewidziane właściwości ssące nie mogą ulec zmianie pod wpływem wciągniętych substancji,
- W przypadku, gdy układ elektroniczny podejmuje interwencję, nie zatrzymuje procesu ewakuacji dymu podczas pracy urządzenia (nie emituje żadnego akustycznego sygnału by nie przeszkadzać w trakcie zabiegu),
- **Ewakuator dymu CS200** posiada funkcję automatycznego włączania i wyłączania z trybem Delay TIME. W przypadku kiedy urządzenie wykryje wysokie lub niskie częstotliwości na których pracują diatermie elektrochirurgiczne (mono i bi polarne) ewakuator przechodzi w tryb automatyczny, zwalniając użytkownika z manualnego uruchamiania,
- Ewakuator dymu CS200 posiada funkcję automatycznego włączania i wyłączania z trybem Delay TIME,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Wymienny filtr - pracujący do 40 godzin,
 - Skuteczność filtracji: 99.999%,
 - Przepuszczalność: max 0.2 µm,
 - System ciągłego monitorowania zużycia filtra,
 - Ochrona przed przenikaniem płynów,
 - Maksymalny poziom próżni: 110 mmHG,
 - Przepływ zespołu ssącego: 30 000 l/h,
 - Automatyczny wyłącznik/wyłącznik dla diatermii chirurgicznych,
 - Cicha praca: od 50 do 70 [dBA],
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy manipulator nożny,
- Waga: 18.2 KG,
- Wymiary: 38 x 17 x 40 cm,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

