



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Mieszalnik do amalgamatów stomatologicznych amalgamator SYG-200 (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 220 VA,
- SEPTODONT SYG-200 to urządzenie, którego celem jest uzyskanie optymalnej mieszanki biodentine, amalgamatów, cementów i gipsjonomerów.
- **Specyfikacja:**
 - Umożliwia kontrolę w celu uzyskania spójnej mieszanki,
 - Posiada ekran do dokonywania niezbędnych regulacji,
 - Szeroki zakres oscylacji i regulowany czas mieszania (od 1 do 99 sekund),
 - Częstotliwość mieszania: 4500 obr./min,
 - Bezpieczne użytkowanie dzięki funkcji automatycznego wyłączania, gdy przód jest otwarty,
 - Prosty w obsłudze, cichy i łatwy do czyszczenia,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim, angielskim,
- Wymiary: 35 x 25 x 20 cm,
- Waga: 3 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

