



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Endometr VDW R-5 RAYPEX 5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej ,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1wbudowane akumulator 3.6 V / 750 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Dzięki kolorowej wizualizacji i powiększeniu ostatniego odcinka wierzchołka **RAYPEX 5** dokładnie określa początek wierzchołka fizjologicznego i pokazuje, gdzie jest wierzchołek anatomiczny. Ilustruje „na żywo” ruch instrumentu wzdłuż całego kanału korzeniowego – optymalne kliniczne rezultaty z 95% prawdopodobieństwem określenia punktu pomiędzy wierzchołkiem fizjologicznym i anatomicznym,
- Mierzenie długości kanału za pomocą endometru jest całkowicie nieuciążliwe dla pacjenta i nie powoduje żadnych dolegliwości bólowych. Ponadto w trakcie zabiegu pomiar można wiele razy powtarzać, dzięki czemu możliwe jest prawidłowe opracowanie kanałów bez konieczności kilkakrotnego wykonywania zdjęć radiologicznych,
- **Cechy:**
 - Unikalna wizualizacja obszaru przewężenia wierzchołkowego,
 - Wyświetlacz wykalibrowany na obszar przewężenia wierzchołkowego, osobna kalibracja nie jest konieczna,
 - Prezentacja „na żywo” ruchu pilnika wzdłuż całego kanału,
 - Pomiar oporności w wieloczęstotliwościowym systemie pomiarowym,
 - Zoptymalizowane oprogramowanie, aby osiągnąć jeszcze lepszą dokładność pomiaru i efektywnie zarządzać energią akumulatora,
- Ekran: Ciekłokrystaliczny o przekątnej 5” cali,
- **W zestawie:**
 - Zasilacz sieciowy z przewodem zasilającym,
 - Elektroda dotykowa,
 - 2x zaczepty,
 - Tester plug,
- Wymiary urządzenia: 13 x 10.5 x 4 cm,
- Waga: 0.5 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

