



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Ssak chirurgiczny DOCTOR'S FRIEND DF-506B (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji tajwańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Ssak chirurgiczny **DF-506B** jest idealnym wyborem zarówno do szpitali, jak i prywatnych ośrodków zdrowia. Jest jednostką ssącą zapewniającą wysokie podciśnienie oraz maksymalny przepływ do 40 l/min.,
- **DF-506B** jest wyposażona w nowoczesną, bezobsługową a także bezolejową pompę dzięki czemu zapewnia niski poziom hałasu oraz nie emituje szkodliwych oparów oleju. Konstrukcja wykonana z stopu aluminium gwarantuje niską wagę dzięki czemu urządzenie jest lekkie oraz komfortowe w transporcie,
- **Specyfikacja:**
  - Maksymalny przepływ do: 40 l/min.,
  - Maksymalne ciśnienie: 0 ~ 720 mm/Hg,
- Ssak doposażony w autoklawowalny słoje (121° C) SERRES o pojemności 2 l., wraz z jednorazowym wkładem,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Autoklawowalny słoje (121° C) SERRES o pojemności 2 l. z jednorazowym wkładem,
- Wymiary całkowite: 33 x 30 x 50 cm,
- Waga: 12 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

