



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Video-kolonoskop PENTAX EC-3890Fi2 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej, (2017 r.),
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Kierunek widzenia: Na wprost,
  - Głębina ostrości: 4 - 100 mm.,
  - **Maksymalny kąt zgięcia endoskopu:**
    - Góra / dół: 180°,
    - Lewo / prawo: 160°,
  - Kąt widzenia: 140°,
  - Średnica części roboczej: 13.2 mm.,
  - Minimalna średnica kanału roboczego: 3.8 mm.,
  - Całkowita długość robocza: 150 cm,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
- Waga zestawu: 4 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

