



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół zabiegowy DEXTA MK80DX-610-SV (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 750 VA,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym,**
- **Stół zabiegowy DEXTA MK80DX-610** jest fotelem wielofunkcyjnym idealnie sprawdzającym się w gabinetach okulistycznych, laryngologicznych,
- Poprzez swoje wbudowane właściwości idealnie sprawdzi się również w medycynie estetycznej a także w różnego typu przeprowadzanych zabiegach,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Manualna regulacja:
 - Swobodna regulacja zagłówek za pomocą pokręteł w zakresie wysunięcia oraz przechyłu,
 - Możliwość obustronnego obrotu fotela w zakresie 45°,
 - **Elektryczna regulacja za pomocą sterownika nożnego:**
 - Regulacja oparcia pleców w zakresie: -6° / 0° / 72° (automatyczna synchronizowana regulacja z oparciem nóg),
 - Regulacja wysokości w zakresie: 70 – 95 cm,
 - Regulacja przechyłu fotela w pozycji Trendelenburga zakresie: 16°,
 - 4 programowalne funkcje fotela,
- Stół standardowo posiada wbudowane szyny typu angielskiego (**możliwość doposażenia fotela w EUROSZYNY za dodatkową opłatą**),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy sterownik nożny,
- Wymiary:
 - Całkowite: 77 x 110 x 128/153cm,
 - Zagłówek: 22 x 19 cm,
 - Oparcie pleców: 45 x 46 cm,
 - Siedzisko: 52 x 50 cm,
 - Oparcie nóg: 50 x 45 cm,
 - Całkowita długość pozycji leżącej: 168 cm,
- Waga: 110 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

