



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel okulistyczny DEXTA MK80DX-610-SV (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 750 VA,
- **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym,**
- **Fotel okulistyczny MK80DX-610** jest fotelem wielofunkcyjnym idealnie sprawdzającym się w gabinetach okulistycznych, laryngologicznych,
- Poprzez swoje wbudowane właściwości idealnie sprawdzi się również w medycynie estetycznej a także w różnego typu przeprowadzanych zabiegach,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Manualna regulacja:
    - Swobodna regulacja zagłówek za pomocą pokręteł w zakresie wysunięcia oraz przechyłu,
    - Możliwość obustronnego obrotu fotela w zakresie 45°,
  - **Elektryczna regulacja za pomocą sterownika nożnego:**
    - Regulacja oparcia pleców w zakresie: -6° / 0° / 72° (automatyczna synchronizowana regulacja z oparciem nóg),
    - Regulacja wysokości w zakresie: 70 – 95 cm,
    - Regulacja przechyłu fotela w pozycji Trendelenburga zakresie: 16°,
    - 4 programowalne funkcje fotela,
- Fotel standardowo posiada wbudowane szyny typu angielskiego (**możliwość doposażenia fotela w EUROSZYNY za dodatkową opłatą**),
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Przewodowy sterownik nożny,
- Wymiary:
  - Całkowite: 77 x 110 x 128/153cm,
  - Zagłówek: 22 x 19 cm,
  - Oparcie pleców: 45 x 46 cm,
  - Siedzisko: 52 x 50 cm,
  - Oparcie nóg: 50 x 45 cm,
  - Całkowita długość pozycji leżącej: 168 cm,
- Waga: 110 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

