



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat anestezjologiczny DATEX-OHMEDA AESPIRE S5 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy wbudowany akumulator 6 V / 4.5 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Oprogramowanie: 4.8,
- **Aparat wyposażony w dwa porty na parowniki z systemem montażowym Selectatec (S-2000) - jeden parownik w zestawie TEC 7 (Sewofluran/Sevoflurane) - możliwość doposażenia w drugi za dodatkową opłatą,**
 - Zasilany w gazy z centralnej instalacji: O2, N2O, AIR,
 - Płynna regulacja przepływu gazów - O2, AIR (0.0 - 15 l/min (manometry)), N2O (0.0-10 l/min.),
 - Wbudowany układ oddechowy pacjenta ABS z czujnikiem tlenu,
 - Wbudowany moduł ssaka (VAC),
 - Płynna regulacja siły ssania,
 - Manometr,
 - Wbudowane alarmy oraz zawory niskiego i wysokiego ciśnienia,
- **Wyposażony w:**
 - **Respirator Smart-Vent 7900C:**
 - P_{MAX} (V): 24 - 70 mbar,
 - VT: 20 - 1500 ml,
 - Częstość oddechów na minutę: 4 - 100,
 - Zakres kompensacji przepływu: 200 ml/min do 15 l/min,
 - Zakres ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta: -20 do 120 cmH₂O,
 - Zakres wyświetlania ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta: -20 do 120 cmH₂O,
 - Zakres ustawienia alarmu wysokiego ciśnienia: 12 do 100 cmH₂O - przyrost co 1 cm,
 - Zakres alarmu ciśnienia stałego: 6 do 30 cmH₂O - przyrost co 1 cm,
 - Wyświetlacz funkcji respiratora umieszczony na ruchomym ramieniu (czytelny i łatwy w obsłudze),
 - **Możliwość wyboru menu w języku: PL, ENG, ESP, PT, FR, GER, IT, NED, JP,**
 - **Monitor pacjenta / kardiomonitor GE DATEX-OHMEDA F-CPU-00:**
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - Produkcji U.S.A.
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 12 V,
 - Ciekłokrystaliczny, kolorowy LCD o przekątnej: 15" cali,
 - Pokrętko nawigacyjne ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
 - Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE,
 - Panel sterowania w języku: angielskim,
 - Niestandardowe opcje wyświetlania umożliwiają przeglądanie oraz analizę danych w formacie graficznym i liczbowym, zestawianie pomiarów i trendów w czasie rzeczywistym, a także dowolną konfigurację każdego elementu ekranu - od krzywych po nazwy parametrów,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Foliowany panel sterowania,
 - **Wyposażony w następujące moduły:**
 - **Pomiaru gazów anestezjologicznych z pułapką wodną GE Model E-CAi0V-03:**
 - **GE Model M-NESTPR-01:**
 - EKG - Fabrycznie nowy przewód 3 - odprowadzeniowy,
 - SPO2 - Fabrycznie nowy czujnik klipsowy,
 - NIBP - Fabrycznie nowy mankieta z nowym przewodem powietrznym,
 - TEMP 1/2 - Brak czujnika w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - P1/P2 - Brak linii pomiarowej (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **W zestawie:**
 - EKG - Fabrycznie nowy przewód 3 - odprowadzeniowy,
 - SPO2 - Fabrycznie nowy czujnik klipsowy,
 - NIBP - Fabrycznie nowy mankieta z nowym przewodem powietrznym,
 - Wężę zasilające w gazy z końcówkami do wyboru przez klienta (AGA lub DIN),
 - Układ oddechowy pacjenta,
 - Linia próbkująca do pomiaru gazów,
 - Instrukcja obsługi kardiomonitora w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 100 x 123 x 158 cm,
- Waga: 138 KG,
- Kat 02,
- **W cenę aparatu wliczony dowóz, montaż sprzętu oraz szkolenie,**
- **Na rynku krajowym (Polska) w przypadku instalacji urządzenia w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu, instalacja i szkolenie są darmowe, po przekroczeniu tego terminu te usługi będą płatne,**
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

