



Fotelik lekarski (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim,**
- Zakres regulacji wysokości siedziska w zakresie 53 – 72 cm,
- Fotelik mobilny umieszczony na 5-ramiennej podstawie,
- Wymiary:
 - Siedzisko: 44 x 40 cm,
 - Oparcie pleców: 42 x 38 cm,
- Waga: 4 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

