



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotelik lekarski (Powystawowy (demo))

- Nowy (powystawowy),
- **Realne zdjęcia produktu,**
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim,**
- Zakres regulacji wysokości siedziska w zakresie 49 – 69 cm,
- Fotelik mobilny umieszczony na 5-ramiennej podstawie,
- Wymiary:
 - Siedzisko: 40 x 37 cm,
 - Długość oparcia: 50 cm,
- Waga: 4 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

