



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel diagnostyczno-zabiegowy HUNTLEIGH AKRON (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Fotel HUNTLEIGH AKRON - został zaprojektowany do leczenia i badań diagnostycznych dla szerokiego zakresu dyscyplin, od prostych badań, po cięższe manipulacyjne i ręczne techniki terapeutyczne,**
- 3 - segmentowe leże,
- Stalowa konstrukcja w kolorze białym,
- **Wyposażony w:**
 - Regulowane obustronne podłokietniki,
 - Dzielony segment nóg,
 - Uchwyt na rolkę papieru o szerokości 46 cm,
- Elektryczna regulacja wysokości stołu za pomocą załącznika nożnego w zakresie: od 43 do 93 cm,
- **Manualna regulacja:**
 - Kąta nachylenia oparcia w zakresie 74°,
 - Kąta nachylenia podnóżków w zakresie: 34° / 0° / -90°,
- Fotel mobilny z na czterech kółkach z wbudowanymi stopkami hamującymi,
- Wymiary:
 - Oparcie pleców: 64 x 82 cm,
 - Siedzisko: 64 x 52 cm,
 - 2 - segmentowe oparcie nóg: 58 x 37 cm,
 - Całkowita długość w pozycji leżącej: 180 cm,
- Bezpieczne obciążenie robocze: 225 KG,
- Maksymalny udźwig: 190 KG,
- Waga: 90 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

