



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny FAMED ŻYWIEC FG-06.0 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- Konstrukcja fotela wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorze białym,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Manualna regulacja oparcia w zakresie: 70°,
 - Regulacja manualna przechyłu fotela w zakresie: 22° / 0° / -10°,
 - Stałą wysokość siedziska fotela: 82 cm,
 - Możliwość ustawienia fotela w pozycji Trendelenburga,
- **Posiada:**
 - Obustronne szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Manualnie regulowane obustronne podkolanniki,
 - Mocowane obustronnie uchwyty pacjenta,
 - Wysuwana misa na nieczystości o wymiarach 30 x 33 x 11 cm,
 - Dedykowany stopień pacjenta,
 - Wieszak na papier o szerokości 40 cm,
- **W zestawie:**
 - Stopień pacjenta,
 - 2x podkolannik pacjenta,
 - 2x uchwyt pacjenta,
 - Wysuwana misa na nieczystości,
- **Wymiary:**
 - Oparcie pleców: 56 x 85 cm,
 - Siedzisko: 56 x 38 cm,
 - Długość całkowita w pozycji leżącej: 125 cm,
 - Całkowite: 90 x 110 x 159 cm,
- Waga: 80 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

