



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny SCHMITZ MEDI-MATIC 115.305 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 W,
- Tapicerka z atestem medycznym w kolorze ciemno-szarym (**możliwość wymiany tapicerki na nową z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- **Schmitz Medi - Matic** służy do badań i zabiegów ginekologicznych oraz urologicznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Możliwość regulacji elektromechanicznej za pomocą włącznika nożnego:
 - Wysokość siedziska w zakresie 84.5 - 106 cm,
 - Synchronizowana regulacja oparcia pleców wraz z siedziskiem,
 - Funkcja pozycji „zero”,
 - Płynna manualna regulacja oparcia pleców dokonywana ręcznie, przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie: od 0° do 45°,
 - Obustronne nakolanniki typu Goepel regulowane w wielu wymiarach i mocowane do poręczy,
 - Mocowanie na papier o szerokości 43 cm,
 - Oparcie z odpinanym środkowym segmentem,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Przewodowy sterownik nożny,
 - Nakolanniki typu Goepel regulowane w wielu wymiarach i mocowane na szynach bocznych – 2 szt.,
 - Chowany stopień pacjenta,
 - Wysuwana misa na nieczystości o wymiarach: 32 x 30 x 6 cm,
 - Obustronne uchwyty pacjenta,
- Wymiary:
 - Siedzisko: 59 x 31.5 x 12.5 cm,
 - Oparcie: 59.5 x 87 x 12.5 cm,
 - Podnózek: 43.5 x 33.5 cm,
 - Podkolanniki: 28.5 x 18.5 cm,
 - Podstawa: 53.5 x 79.5 x 5 cm,
 - Gabaryt ogólny: 87 x 128.5 x 87/168 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 KG,
- Waga: 161 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

