



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel zabiegowy LIKAMED NOCO X 330 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 4 nowe wbudowane akumulatory 6 V / 1.2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim,**
- Fotel zabiegowy **LIKAMED NOVO X 330** zapewnia swobodną regulację z możliwością pozycjonowania w szerokim zakresie,
- Fotel posiada doskonałą mobilność dzięki czemu dostosowany jest do swobodnego przemieszczania się po placówkach medycznych,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Regulacja za pomocą przewodowego pilota ręcznego:**
 - Regulacja wysokości siedziska w zakresie: 57 – 82 cm,
 - Możliwość swobodnej regulacji przechyłu pleców w zakresie 70° (**automatyczna synchronizacja oparcia nóg wraz z przechyłem fotela**),
 - Swobodna regulacja przechyłu oparcia nóg w zakresie: 28°,
 - Zaprogramowany przycisk do pozycji leżącej,
 - Zaprogramowany przycisk do pozycji siedzącej,
 - Obustronne podłokietniki z możliwością manualnego swobodnego obrotu,
 - Manualnie regulowane wysunięcie stopnia pacjenta w zakresie 30 cm,
 - Fotel mobilny z wbudowanym obustronnym hamulcem,
- **Pilot z wbudowaną blokadą funkcji (możliwość odblokowania za pomocą dołączonego dedykowanego magnesu w zestawie),**
- **W zestawie:**
 - Przewodowy pilot sterujący,
 - Magnes do odblokowania funkcji pilota,
- **Wymiary:**
 - Zagłówek: 52 x 25 cm,
 - Oparcie: 60 x 62 cm,
 - Siedzisko: 62 x 50 cm,
 - Oparcie nóg: 60 x 65 cm,
 - Całkowite: 90 x 180 x 158 cm,
- Maksymalny udźwig: 175 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

