



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Mikroskop (varioskop) CARL ZEISS VARIO OPMI 700 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1200 VA,
- Źródło światła: Superlux 180 W XENON (LightSource),
- **Carl Zeiss VARIO OPMI 700** jest wysokiej klasy mikroskopem chirurgicznym zaprojektowanym do precyzyjnych zabiegów mikrochirurgicznych z możliwością przeprowadzania zabiegu przez dwóch operatorów,
- Stosowany jest w takich dziedzinach jak neurochirurgia, okulistyka, chirurgia plastyczna, laryngologia (ENT) oraz chirurgia naczyniowa. Urządzenie wyróżnia się doskonałą jakością optyczną, ergonomiczną konstrukcją oraz wszechstronnością, umożliwiającą dostosowanie do indywidualnych potrzeb chirurgów,
- **Cechy:**
 - Zmienna moc powiększenia – płynna regulacja w szerokim zakresie,
 - Oświetlenie koincydencyjne – redukcja cieni i równomierne doświetlenie pola operacyjnego,
 - Stabilna konstrukcja – system zawieszenia z elektromagnetycznymi hamulcami,
 - Modułowość – możliwość integracji z systemami dokumentacji (kamery, rejestratory) oraz dodatkowymi instrumentami,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Ogniskowa z napędem silnikowym: 200 – 500 mm. (odległość robocza),
 - Zoom z napędem silnikowym: 1:6 (współczynnik zoomu),
 - 12.5-krotny magnetyczny okular szerokokątny ze zintegrowanymi soczewkami,
 - Tubus odchylany 180° - ogniskowa (f) 170 mm.,
 - Automatyczna kontrola przysłony dostosowująca oświetlenie do pola widzenia,
 - Funkcja Auto Balance (automatyczne poziomowanie mikroskopu),
 - Ramię mikroskopu wyposażone w elektryczne wspomaganie sterowania w pionie oraz poziomie,
 - Obustronne rękojeści operatora mikroskopu z możliwością programowania wybranych funkcji klawiszy,
 - Możliwość nagrywania przeprowadzanych zabiegów z możliwością ich zapisu na oddzielnym dysku,
 - System wyposażony w możliwość wyświetlania żywotności żarówek źródła światła,
 - Mikroskop wyposażony w awaryjny system z możliwością manualnej podmiany źródła oświetlenia za pomocą pokrętła (źródło światła wyposażone w 2 żarówki XENON 180 W),
- **Mikroskop wyposażony w dedykowany monitor CARL ZEISS wyświetlający obraz przeprowadzanego zabiegu w czasie rzeczywistym,**
- Wymiary:
 - Wysokość całkowita: 188 cm,
 - Całkowita rozpiętość ramion: 160 cm,
 - Maksymalne wychylenie w pionie wierzchołka ramienia mikroskopu: 275 cm,
 - Podstawa: 80.5 x 80.5 cm,
- Waga całkowita: 220 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - **Okres gwarancyjny nie obejmuje żarówek oraz innych źródeł światła zainstalowanych w urządzeniu,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

