



Parownik środków wziewnych DRÄGER VAPOR 2000 (Izofluran/Isoflurane) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- **Dräger Vapor 2000** jest bezpiecznym i precyzyjnym parownikiem środków wziewnych,
- **Cechy produktu:**
 - Objętość parownika wynosi 300 ml, dzięki czemu całą zawartość standardowej butelki ze środkiem znieczulającym o pojemności 250 ml można wlać do parownika, nawet wtedy, gdy wewnątrz pozostaje anestetyk od poprzedniego napełnienia,
 - Parownik nie wymaga kalibracji w trakcie użytkowania,
 - Unikalna funkcja transportowa - parowniki mogą być przenoszone w dowolnej pozycji, ponieważ zabezpieczenie transportowe zapobiega rozlewaniu się środka znieczulającego, dzięki czemu po przetransportowaniu może być natychmiast używany,
 - Wszystkie systemy napełniania zostały skonstruowane specjalnie dla określonych anestetyków wziewnych, co oznacza wyeliminowanie ryzyka pomyłkowego użycia niewłaściwego środka znieczulającego,
 - System mocowania: konstrukcja parownika jest bardzo elastyczna. Oprócz systemu przyłączeniowego Dräger DW - 2000 dostępne jest również mocowanie S - 2000, kompatybilne z systemem Selectatec. Kompatybilne ze stożkowym przyłączem ISO 23 mm oraz systemem mocowania Dräger AutoExclusion,
 - **W danym parowniku zastosowano mocowanie Dräger DW - 2000,**
 - Typ wlewu: Dräger Fill,
 - Możliwość regulacji stężenia izofluranu w zakresie: 0.2 - 6 %,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary: 11 x 25 x 20 cm,
- Waga: 8 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

