



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Cieplarka laboratoryjna LEEC W100 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.K.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 240 W,
- Cieplarka **LEEC W100** jest pojemną cieplarką laboratoryjną o pojemności 100 l.,
- Zakres temperatury: do 60°C
- Wykonana ze stali nierdzewnej pokrytej farbą proszkową,
- Łatwy w obsłudze sterownik temperatury pozwala na szybkie zaprogramowanie urządzenia,
- Alarm zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej temperatury uruchamiają się w przypadku przekroczenia ustawionej temperatury o 2° C,
- Niezależny, bezawaryjny wyłącznik chroni urządzenie przed przegrzaniem,
- Możliwość ustawienia temperatury granicznej przez operatora,
- Obieg powietrza wspomagany jest wentylatorem, co zapewnia równomierny rozkład temperatury w całej komorze,
- Odyskiwanie temperatury w ciągu 2 minut ogranicza do minimum straty ciepła po otwarciu drzwi,
- Drzwi zewnętrzne wyposażone w uszczelkę magnetyczną,
- Dodatkowe szklane drzwi wewnętrzne dla górnej i dolnej części komory umożliwiają obserwację procesu bez ryzyka nagłego wychłodzenia komory,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 2 szt. – tacki 45 x 51 cm,
- Wymiary: 68 x 62 x 58 cm,
- Waga: 54 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

