



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67
E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006
kw@praiston.pl



Cieplarka laboratoryjna MEMMERT IPP 500 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 350 W,
- Inkubator **MEMMERT IPP 500** idealnie nadaje się do zastosowań wymagających precyzyjnej kontroli temperatury w zakresie od +0 °C do +60 °C,
- **MEMMERT IPP 500** o pojemności 108 litrów jest przeznaczony do laboratoriów oraz do zastosowań wymagających precyzyjnej i niezawodnej kontroli termicznej. Inkubator został zaprojektowany tak, aby zapewniać wyjątkową wydajność w szerokim zakresie zastosowań, w tym w hodowli komórkowej, testach mikrobiologicznych i badaniach środowiskowych.
- Dzięki naturalnej konwekcji i inteligentnemu sterownikowi PID zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła,
- Potrójny system ochrony przed przegrzaniem zapewnia maksymalne bezpieczeństwo,
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje łatwą konserwację i trwałość,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Pojemność wewnętrzna: 108 l.,
 - Zakres temperatur: od 0 °C (min. 5 °C powyżej temperatury otoczenia) do +60 °C,
 - Dokładność temperatury: 0,1 °C (dla wartości zadanej i rzeczywistej),
 - Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Potrójny system zabezpieczający (wyłącza ogrzewanie przy temperaturze wyższej o 3 °C od ustawionej, cyfrowo regulowany regulator temperatury, ogranicznik mechaniczny przy temperaturze wyższej o 10 °C od maksymalnej),
 - Cyfrowy timer: programowalny do 999 godzin,
 - Elementy grzewcze: ogrzewanie czterostronne o dużej powierzchni,
 - Układ sterowania: regulator PID z logiką rozmytą i zintegrowanym systemem autodiagnostyki,
 - Czujniki: 2 czujniki Pt100 klasy A w obwodzie 4-żyłowym, wzajemny monitoring,
 - Wyświetlacz: Ekran LED pokazujący ustawienia temperatury, czasu, statusu programu itp.,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 1 szt. – tacka wewnętrzna o wymiarach: 55 x 36 cm,
- Wymiary:
 - Zewnętrzne: 71 x 55 x 76 cm,
 - Wewnętrzne: 56 x 40 x 48 cm,
- Waga: 62 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

