



Cieplarka laboratoryjna MEMMERT S10 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 900 W,
- Inkubator **MEMMERT S10** idealnie nadaje się do zastosowań wymagających precyzyjnej kontroli temperatury w zakresie od +30 °C do +220 °C,
- **MEMMERT S10** o pojemności 30 litrów jest przeznaczony do laboratoriów oraz do zastosowań wymagających precyzyjnej i niezawodnej kontroli termicznej. Inkubator został zaprojektowany tak, aby zapewniać wyjątkową wydajność w szerokim zakresie zastosowań, w tym w hodowli komórkowej, testach mikrobiologicznych i badaniach środowiskowych.
- Dzięki naturalnej konwekcji i inteligentnemu sterownikowi PID zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła,
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje łatwą konserwację i trwałość,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Pojemność wewnętrzna: 30 l.,
 - Timer: 120 minut,
 - Zakres temperatur: od 30 °C do +220 °C,
 - Elementy grzewcze: ogrzewanie czterostronne o dużej powierzchni,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - 3 szt. – tacka wewnętrzna o wymiarach: 39 x 23 cm,
- Wymiary:
 - Zewnętrzne: 51.5 x 44.5 x 56.6 cm,
 - Wewnętrzne: 39.5 x 24.5 x 28.5 cm,
- Waga: 50 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

