



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Diatermia chirurgiczna ERBE VIO 300D (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **Wersja oprogramowania:** 2.7.0,
- **Erbe Vio 300 D** jest diatermią chirurgiczną znajdującą zastosowanie w gastroenterologii, endoskopii i pulmonologii,
- **Funkcje i zalety systemu:**
 - Modułowa budowa systemu,
 - Kolorowy wyświetlacz,
 - Regulację napięcia, do oszczędnego, powtarzalnego cięcia i koagulacji,
 - Regulację łuku elektrycznego - iskry, do cięcia i koagulacji z dużą ilością energii oraz cięcia w płynach,
 - Regulację mocy wyjściowej, aby zapewnić jej stały poziom podczas koagulacji i dewitalizacji,
 - NESSY – system bezpieczeństwa elektrody neutralnej,
 - System plug & play – automatyczne rozpoznawanie instrumentów,
 - Funkcja Re-Mode - zdalne sterowanie przy pomocy uchwytu lub załącznika nożnego bezpośrednio ze sterylnego pola operacyjnego,
 - Funkcja PreView – funkcja podglądu na wyświetlaczu przybliżonego efektu oddziaływania na tkankę, przy zastosowaniu aktualnych ustawień,
 - Funkcja FocusView redukuje wyświetlane informacje do najistotniejszych, pokazując wyłącznie parametry pracy aktualnie wykorzystywanego instrumentu,
- **Gniazdo monopolarne:**
 - **Tryb koagulacji:**
 - SOFT COAG,
 - SWIFT COAG,
 - FORCED COAG,
 - SPRAY COAG,
 - CLASSOC COAGO,
 - **Tryby cięcia:**
 - AUTO CUT,
 - HIGH CUT,
 - DRY CUT,
 - ENDO CUT,
 - ENDO CUTQ,
 - **Gniazdo bipolarne:**
 - **Tryb koagulacji:**
 - BIPOLAR SOFT,
 - BIPOLAR SOFT (AUTO STOP),
 - BIPOLAR FORCED,
 - **Tryb cięcia:**
 - BIPOLAR CUT,
- **Specyfikacja:**
 - Maksymalna moc cięcia: 300 W przy 500 Ω,
 - Maksymalna moc koagulacji: 200 W przy 500 Ω,
 - Maksymalna moc bipolarna 370 W przy 500 Ω,
- **Możliwość wyboru menu w języku: ENG, GER, NOR, SVE, DUN, GREK, NED, FR, IT, ESP, PT, RUS, PL, CS, JP, CHIN, TUR,**
- **W zestawie:**
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody monopolarnej JackKNIFE BOWA - 2 przyciski, trzonek 4 mm, , kabel 4.5 m), (brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),
 - Fabrycznie nowy przewód elektrody bipolarnej BOWA 4 m, (możliwość doposażenia za dopłatą w szczypce bipolarne),
 - Fabrycznie nowy przewód z klipsem BOWA do jednorazowych elektrod neutralnych (brak elektrod w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),
 - Przewodowy manipulator nożny ERBE,
 - Przewodowy załącznik nożny ERBE,
 - Mobilny wózek do diatermii **ERBE VIO-CART**,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary całkowite: 60 x 64 x 120 cm,
- Waga: 50 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- **Możliwość finansowania (tylko Polska):** Raty, Leasing, Pożyczka,

