



## Łaźnia wodna MEMMERT WB10 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1200 W,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Łaźnia w całości wykonana z wysoko gatunkowej stali kwasoodpornej,
  - Pojemność użytkowa: 10 litrów,
  - Regulacja temperatury w zakresie: od temperatury otoczenia do 95°,
  - Regulacja timera w zakresie: od 1 minuty do 99 godzin,
  - Wbudowany cyfrowy wyświetlacz,
  - Prosta i intuicyjna obsługa,
- Wymiary całkowite: 35 x 21 x 14 cm,
- Waga: 14 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

