



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górńska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat do krioterapii Cryo-T Elephant Mini (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej, (2024 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 510 W,
- **CRYO-T Elephant Mini** to aparat do krioterapii za pomocą azotu, wykonany w technologii grzałkowej. To aparat w obudowie z mobilną podstawą przystosowaną do umieszczenia 35 litrowego zbiornika z ciekłym azotem,
- Aparat Elephant mini uzyskuje niską temperaturę w zupełnie inny sposób, niż aparaty dotychczas będące na rynku. Nowa technologia w tym zakresie polega na wykorzystaniu ciepła parowania ciekłego azotu. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym uzyskano znacznie bardziej ekonomiczną pracę,
- Sterowanie aparatem odbywa się za pomocą dużego panelu dotykowego z ekranem LCD na którym uwidocznione są wszystkie parametry zabiegu. Intensywność schładzania uzyskuje się poprzez stopniową regulację siły nadmuchu, dobierając optymalne parametry zabiegu do wielkości obszaru ciała poddanego kriostymulacji,
- **Cechy:**
 - **Szybki start:**
 - Szybki start pozwala do przystąpienia pracy natychmiast po uruchomieniu urządzenia. W niedługim czasie aparat produkuje zimno między -110°C -160°C, niezbędne do skutecznego przeprowadzenia zabiegu. Docelowa temperatura jest osiągana po 1 minucie od wciśnięcia przycisku ROZPOCZNIJ,
 - **Opatentowana technologia:**
 - Nowoczesny technologicznie przewód kriogeniczny gwarantuje niespotykany komfort i całkowitą swobodę ruchów (chroniony międzynarodowym patentem). Nie sztywnieje podczas zabiegu, co sprawia, że ręce operatora nie są zmęczone. Materiał izolacyjny zastosowany w przewodzie kriogenicznym zapobiega jego zamrożeniu,
 - **Oszczędność nawet 40%:**
 - Aparat Cryo-T® Elephant jest wyposażony w innowacyjną technologię grzałkową, gwarantującą znaczne redukcje w zużyciu substancji chłodzącej, sięgające nawet 40%,
 - **Nieprzymarzający wąż;**
 - Opatentowana technologia aparatu Cryo-T Elephant posiada nieprzymarzający, opatentowany wąż kriogeniczny zapewnia niezrównany poziom wygody użytkowania oraz całkowitą swobodę poruszania się,
 - **Szybki i bezpieczny zabieg:**
 - Czas trwania zabiegu w jednym obszarze ciała wynosi od 30 sekund do 5 minut, natomiast na obszarze twarzy - od 2 do 3 minut. Jeśli pacjent ma zwiększoną ilość tkanki tłuszczowej lub mięśniowej, czas trwania zabiegu może zostać wydłużony do 10 minut. Poprawne stosowanie zimna zależy od doświadczenia i wiedzy lekarza lub terapeuty, a także precyzyjnego i ciągłego monitorowania reakcji tkanek na działanie niskiej temperatury,
- **Zastosowanie:**
 - Fizjoterapia i rehabilitacja,
 - Medycyna sportowa,
 - Medycyna estetyczna,
 - Odnowa biologiczna,
 - Reumatologia,
 - SPA,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Czynnik chłodzący: LN2,
 - Temperatura zimnego strumienia: do -160°C,
 - 5-poziomowa regulacja intensywności strumienia,
 - Wbudowany wskaźnik poziomu czynnika chłodzącego,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Rękawice ochronne,
 - Okulary ochronne,
- Wymiary całkowite: 55 x 65 x 150 cm,
- Waga: 70 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

