



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Cieplarka laboratoryjna MEMMERT INE 500 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 900 W,
- Inkubator **MEMMERT INE 500** idealnie nadaje się do zastosowań wymagających precyzyjnej kontroli temperatury w zakresie od +30 °C do +70 °C,
- **MEMMERT INE 500** o pojemności 108 litrów jest przeznaczony do laboratoriów oraz do zastosowań wymagających precyzyjnej i niezawodnej kontroli termicznej. Inkubator został zaprojektowany tak, aby zapewniać wyjątkową wydajność w szerokim zakresie zastosowań, w tym w hodowli komórkowej, testach mikrobiologicznych i badaniach środowiskowych.
- Dzięki naturalnej konwekcji i inteligentnemu sterownikowi PID zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła,
- Potrójny system ochrony przed przegrzaniem zapewnia maksymalne bezpieczeństwo,
- Konstrukcja ze stali nierdzewnej gwarantuje łatwą konserwację i trwałość,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Pojemność wewnętrzna: 108 l.,
  - Zakres temperatur: od +30 °C (min. 5 °C powyżej temperatury otoczenia) do +70 °C,
  - Dokładność temperatury: 0,1 °C (dla wartości zadanej i rzeczywistej),
  - Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Potrójny system zabezpieczający (wyłącza ogrzewanie przy temperaturze wyższej o 3 °C od ustawionej, cyfrowo regulowany regulator temperatury, ogranicznik mechaniczny przy temperaturze wyższej o 10 °C od maksymalnej),
  - Cyfrowy timer: programowalny do 999 godzin,
  - Elementy grzewcze: ogrzewanie czterostronne o dużej powierzchni,
  - Układ sterowania: regulator PID z logiką rozmytą i zintegrowanym systemem autodiagnostyki,
  - Czujniki: 2 czujniki Pt100 klasy A w obwodzie 4-żyłowym, wzajemny monitoring,
  - Wyświetlacz: Ekran LED pokazujący ustawienia temperatury, czasu, statusu programu itp.,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - 2 szt. – tacka wewnętrzna o wymiarach: 55 x 36 cm,
- Wymiary:
  - Zewnętrzne: 71 x 55 x 76 cm,
  - Wewnętrzne: 56 x 40 x 48 cm,
- Waga: 54 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

