



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wirówka laboratoryjna ALC PK110 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 W,
- **ALC PK110** jest stołową wirówką laboratoryjną. Jej konstrukcja zapewnia łatwość obsługi, bezpieczną pracę oraz szeroki zakres zastosowania w laboratoriach medycznych, biochemicznych, przemysłowych i innych gdzie istnieje konieczność rozdzielenia badanego preparatu na składniki o różnych gęstościach pod wpływem działania siły odśrodkowej,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Maksymalna prędkość: 4.000 obr./min (sprzęt wychylany), 6.300 obr./min (sprzęt o stałym kącie),
 - Maksymalny RCF na czubku: 2.647 xg (sprzęt wychylany), 3.661 xg (sprzęt o stałym kącie),
 - Maksymalna dopuszczalna pojemność: 4x135 ml (sprzęt wychylany), 6x50 ml stożkowy (sprzęt o stałym kącie),
 - Ustawiany timer od 1 min do 99 min + czas ciągły,
- **Cechy:**
 - Silnik indukcyjny bez szczotkowy,
 - Sterowanie mikroprocesorowe,
 - Zestaw cyfrowy/prędkość odczytu,
 - Wysokie i niskie przyspieszenie,
 - Wysokie i niskie zwalnianie,
 - Niski poziom hałasu,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Rotor ALC O-G26 - no.11210021,
 - 4x kielich ALC O-G26/1 - no.11210025,
 - 2x adapter ALC no.11172222 (1x 15 ml.),
 - 2x adapter ALC (1x 85 ml.),
- Wymiary: 37 x 46 x 28 cm,
- Waga: 28 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

