



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Wózek aparatu EMED 080-040 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- **EMED 080-040** jest stabilnym oraz wytrzymałym wózkiem aparatu z możliwością swobodnego przemieszczania się,
- **Posiada:**
 - Wbudowane otwierane drzwi (zamykane na klucz),
 - 2x mocowanie na butle,
 - Górny blat o wymiarach: 41 x 40 cm,
 - Dolna półka o wymiarach: 33 x 41 cm,
 - Dedykowane przewody powietrzne do podłączenia butli z aparaturą,
- **W zestawie:**
 - Reduktor FARUM O2,
 - Dedykowany klucz do otwierania drzwi,
- Wymiary całkowite: 41 x 48 x 96 cm,
- Waga całkowita: 25 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

