



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw STATIM 5000 G4 Wi-Fi (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji kanadyjskiej, (2018 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1300 W,
- **Autoklaw STATIM 5000 G4 ENDO** rewelacyjnie spisuje się pracując w ekstremalnych warunkach w dziesiątkach szpitalnych bloków operacyjnych. Oferowany model posiada wbudowany modem WiFi pozwalający na bezproblemowe podłączenie autoklawu do istniejącej sieci komputerowej,
- Urządzenie wyposażone jest w kolorowy ekran dotykowy. Takie rozwiązanie jest bardzo przyjazne dla użytkownika. Pozwala na szybkie uruchomienie cyklu sterylizacyjnego, jego bieżącą kontrolę oraz bardzo łatwe zarządzanie rozbudowanym menu,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Klasa B,
 - Głośność pracy - 57 dB,
 - Rejestracja cykli - wbudowana Data Logger,
 - Cykl dla opakowanych 134°C - 18 min,
 - Cykl dla nieopakowanych 134°C - 9 min,
 - Tworzywa i guma 121°C - 24 min,
 - Suszenie - minimum 60 min,
 - Sterylizacja i suszenie opakowanych - około 82 min,
 - Sterylizacja i suszenie nieopakowanych - około 45 min,
 - Sterylizacja wsadów typu - A i B,
 - Pojemność kasety - 5.1 l,
 - Pojemność zbiornika na wodę - 4 l,
 - Praca w LAN : WiFi lub kabel sieciowy RJ45,
 - Wyposażony w port RS232,
 - Próżnia wstępna: termodynamiczna,
 - Suszenie: termiczne,
- **Cechy:**
 - Kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD,
 - Zaawansowany system operacyjny G4,
 - Prosta obsługa,
 - Wbudowany rejestrator przebiegu cykli Data Logger,
 - Rejestracja na pendrive podłączonym przez USB,
 - Interfejs sieciowy LAN,
 - Energooszczędność,
 - Szybkie cykle sterylizacyjne - do 9 min dla narzędzi nieopakowanych,
 - Niewielkie zużycie wody destylowanej,
 - Prosta konstrukcja ułatwiająca serwis i obsługę okresową,
 - Zgodność z normą EN13060 w zakresie sterylizacji wsadów typu A i B,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, ENG, CS, DUN, ESP, FR, HUN, IT, KOR, NL, PT, RUM, RUS, UA,**
- **Możliwość doposażenia w kasety STATIM albo kasety STATIM ENDO za dodatkową opłatą (kasety widoczne na ostatnim zdjęciu),**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Pamięć USB 16GB,
 - Butla z wężykiem na skropliny,
- Wymiary całkowite: 58 x 41 x 20 cm,
- Waga: 40 KG,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

