



Łóżko rehabilitacyjne FAMED ŻYWIEC LR-03.9 (Powystawowy (demo))

- Nowe, Powystawowe,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **FAMED ŻYWIEC LR-03.9** jest wygodnym łóżkiem rehabilitacyjnym z elektryczną regulacją wysokości,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Elektryczna regulacja za pomocą przewodowego sterownika nożnego:**
 - Regulacja wysokości leża w zakresie: 38 – 78 cm,
 - Kąt nachylenia segmentu pleców w zakresie: 70°,
 - Zgięcie dwusegmentowego oparcia nóg w zakresie: 26°,
- **Cechy:**
 - Wytrzymała i stabilna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo oraz wygodę,
 - Składane poręczce po obu stronach łóżka,
 - Odbojniki w każdym narożniku,
- Wymiary:
 - Oparcie pleców: 78 x 70 cm,
 - Segment oparcia nóg: 76 x 90 cm,
 - Całkowite: 100 x 210 x 73 / 113 cm,
- Waga: 120 KG,
- **Możliwość doposażenia w nowy materac za dodatkową opłatą,**
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

