



Ssak chirurgiczny CHEIRON VICTORIA II VERSA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji czeskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 110 VA,
- **CHEIRON VICTORIA II VERSA** to model o wysokiej wydajności. Wszechstronny, przeznaczony w szczególności do oddziałów, sal operacyjnych, sal pooperacyjnych, oddziałów intensywnej terapii, położnictwa i zastosowań endoskopowych,
- **Specyfikacja:**
 - Agregat bezobsługowy zaprojektowany do pracy ciągłej,
 - Obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego, nietłukącego, ognioodpornego materiału z ochroną UV,
 - Korpus pompy wykonany jest ze stopu aluminium,
 - Zabezpieczenie przed przepełnieniem,
 - Bezpieczny regulator podciśnienia,
 - Płynna regulacja siły ssania,
 - Podświetlany włącznik/wyłącznik,
 - Wydajność: 38 l/min,
 - Max podciśnienie: 90 kpa,
 - Drenaż: 0 - 40 cm H₂O,
 - System tłumienia hałasu i wibracji zapewniający wyjątkowo cichą i płynną pracę przy niewiarygodnie niskim poziomie hałasu 39.4 dB
- **W zestawie:**
 - Wielorazowy słoć o pojemności 1 L firmy SERRES (autoklawowalny 121°C) – posiada nowy jednorazowy wkład SERRES 1 L.,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 42 x 26 x 34 cm,
- Waga: 12 KG,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

